



sani.digital

Vertrieb im Sanitätsfachhandel



### **Frontend**

Umgebung des Anwenders,  
die Benutzerumgebung  
Zu erreichen: name.sani.digital

### **Basisdatenbank**

Zentraler Datenpool, dient als Vorlage  
Zu erreichen: sani.digital



### **Backend**

Administratoremgebung  
Zu erreichen: name-admin.sani.digital



Sani.digital ist für jedes Endgerät nutzbar

Als klassische Desktopanwendung


Als Kundendisplay, welches dem Verbraucher ermöglicht, Einkäufe an der Kasse protokolliert zu verfolgen

Beratungstool als Pad—Anwendung mit klassischem und mobilen Frontend, überall nutzbar


Smartphone Layout ebenfalls mit klassischem und mobilen Frontend, überall nutzbar

Für die Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich, jedoch keine eigene Serverumgebung, da zentral gehostet wird

Die Software ist unabhängig von der individuellen ERP-Software zu nutzen und zu bedienen




## Navigation über Indikationen



Die im jeweiligen Versorgungsleitfaden enthaltenen Indikationen sind mit Produkten verknüpft. Selbige weisen eine oder mehrere der Indikationen auf.

## Navigation über Indikationen


Für die Produktsuche über die Indikation ist ein Körperteil auszuwählen  
Jedem Körperteil sind sog. Versorgungsleitfäden zugeordnet, welche eine passende Anzahl von Indikationen beinhalten






Die hier angezeigten Produkte sind zu sehen, weil die Indikation „leichte Lateralisierung der Patella“ ausgewählt und diese bei beiden Produkten hinterlegt worden ist

Durch Klick auf das Produkt sind spezifischere Informationen ersichtlich  
Der Punkt „Indikationen“ im Produktblatt weist nochmal alle bereits hierfür zugeordneten Indikationen auf




## Navigation über Strukturebenen




## Navigation über Strukturebenen

Die Strukturebenen finden sich in den Anwendungsbereichen wieder. Für die Navigation über die Strukturebenen ist eine beliebige Karte aus dem Anwendungsbereich zu wählen. Jedem Anwendungsbereich bzw. jeder Strukturebene sind Unterkategorieen zugeordnet. Durch Klick auf eine dieser Unterkategorieen, werden alle zuvor eingeordneten Produkte aus dieser Kategorie angezeigt.



## Navigation Suche



### Was bei der Suche zu beachten ist::


-Produktamen oder Indikationen werden auch gefunden, wenn sich nicht vollständig in das Suchfeld eingegeben werden

-Je nach Ebene spezialisiert sich die Suche auf selbige

Beispiel: Innerhalb der Kompressionstherapie führt die Suche nach einer Indikation für das Knie oder ein Produkt für das Knie zu keinem Ergebnis. Dafür empfiehlt sich dann die Suche über den passenden Anwendungsbereich oder über die Suche auf der Startseite

Wenn ein Produkt gefunden werden soll, bietet die Suchleiste 2 Optionen:

- 1.) Eingabe des Namens des Produktes = das entsprechende Produkt wird abgebildet ,
- 2.) Eingabe der Indikation = das entsprechende Produkt wird vor dem Hintergrund abgebildet , dass zuvor die Indikation mit den Produkt verknüpft worden ist





## Name der Applikation

### Folgende Symbole finden sich in dem Versorgungsassistent

#### Plus-Symbol:

Über das Plus-Symbol wird immer eine Neuanlage generiert

#### Grünes Auge:

Durch Klick des Buttons lassen sich Produkte oder Strukturebene o. Ä. beliebig aktivieren oder deaktivieren

#### Waagerechte Striche:



Durch einen langen Klick auf dieses Symbol lassen sich Produkte oder Strukturebenen o. Ä. in der Reihenfolge verändern. Hierzu wird der Button „festgehalten“ und nach oben oder unten gezogen

#### Bearbeiten:

Hier lassen sich bereits angelegte Produkte oder Strukturebenen o. Ä. bearbeiten

#### Löschen:

Das rote Symbol mit dem weiß hinterlegten X ist der Button zum Löschen. Bevor etwas endgültig gelöscht wird, erscheint eine Hinweisfrage, ob es wirklich gelöscht werden soll





FIRMENDATEN BEARBEITEN

Name der Applikation

Überschriftstext im Header

Kurzname

Überschriftsergänzung im Header

Herstellerangabe bei Eigenleistungen in den Produktseiten und auf den Produktdatenblättern

Adressangaben

Angaben auf der Kontaktseite zu erreichen über den Footer

Angaben auf der Impressumseite zu erreichen über den Footer

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Text für die AGB—Seite, zu erreichen über den Footer

Impressum

Ergänzender Text für die Impressum—Seite, zu erreichen über den Footer

Name der Applikation Versorgungsassistent			
Firmenname fitundgesund		Kurzname FUG	
Straße Spenglerstraße	Hausnummer 8	Postleitzahl 23556	Ort Lübeck
Zusatz	Telefon 0451 879980	Telefax	E-Mail-Adresse
Geschäftsführer	Ansprechpartner	Gerichtsstand Lübeck	Steuernummer
Allgemeine Geschäftsbedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Leistungsumfang Der Leistungsumfang bestimmt sich ausschließlich		Impressum Fit und Gesund GmbH Spenglerstraße 8, 23556 Lübeck Tel. +49 (0)451 / 87998-0, Fax +49 (0)451 / 87998-30	





## STANDORTE

### Name des Standortes

Sichtbar auf der Standortseite unten im Footer

### Adressangaben

Angaben auf der Standortseite zu erreichen über den Footer

### Ansprechpartner

Name und Kontaktdaten auf der Standortseite zu erreichen über den Footer

Bezeichnung			
<input type="text" value="Hauptstandort"/>			
Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
<input type="text" value="Spenglerstraße"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="23556"/>	<input type="text" value="Lübeck"/>
Zusatz			
<input type="text"/>			
Ansprechpartner	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
<input type="text" value="Heinz Müller"/>	<input type="text" value="0451 879980"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<a href="#">bearbeiten</a>			





KONFIGURATION BEARBEITEN

**Farbauswahl**

Die Auswahl der Farbe lässt sich durch eine Farbpalette festlegen, die den Farbcode generiert

Die Farben hexadecimal haben Auswirkung auf die Farbe des Schriftzuges oder der Hintergrundfarbe im Front-End

**Logo**

Uploadmöglichkeit für ein Logo in den Größen klein und groß sowie für einen Schriftzug

**Fav-Icon**

Uploadmöglichkeit für ein Fav-Icon, es erscheint typischerweise in der Adresszeile eines Webbrowsers links von der URL

**Apple Touch Icon**

Uploadmöglichkeit für ein Apple Touch Icon  
Dieses wird angezeigt, wenn mit einem iPhone oder einem iPad ein Lesezeichen der WebApp auf den Homescreen gelegt wird

**API-Benutzername**

Dieser wird neu angelegt, sobald ein Mandant aus der globalen Datenbank etwas in die zentrale Datenbank importieren möchte

Farbe #1 (hexadecimal) 900707	Farbe #2 (hexadecimal) A6A6A6	Farbe #3 (hexadecimal) 555555	Farbe #4 (hexadecimal) FFFFFF
Logo (groß) 	Logo (klein) 	Logo (Schriftzug) Hier klicken oder Bild hierher ziehen.	
Fav-Icon 	Apple Touch Icon 		
Position der News (auf der Startseite) <input type="radio"/> Über der Suche <input checked="" type="radio"/> Über den Navigationen <input type="radio"/> Zwischen den Navigationen <input type="radio"/> Unter den Navigationen <input type="radio"/> Ausblenden			
Generelles Template x	Template Navigation y	Template Produktliste z	Template Produktdansicht a
Maximale Anzahl angezeigter Produkteigenschaften 4		Maximale Anzahl angezeigter Verkaufsargumente 4	
Maximale Dateigröße von GIF-Dateten in MB 20			
API-Benutzername hpm		API-Passwort zDfMY1OdIGyw1	
API-URL http://sani.digital/api/			
Text-Ausrichtung Linksbündig			
Textausrichtung in allen Produkten zurücksetzen <input type="radio"/> Textausrichtung in allen Produkten zurücksetzen			
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">bearbeiten</span>			





BANDEROLEN

Name des Textes

Prägnanter Text der Banderole

Hintergrundfarbe und Schriftfarbe

Auswahl der Farbe durch Farbpalette, die die Farbcodes für den Hintergrund und die Schrift generiert

Die Banderole erscheint auf einem Produkt in der Ecke unten links

Text	Hintergrundfarbe	Schriftfarbe		
PREMIUM	FF0101	FFFFFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BASIC	0E7F02	FFFFFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRIVATLEISTUNG	FFFFFF	000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUFZAHLUNGSFREI	CCCCCC	FFFFFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FALLPAUSCHALE	FFED17	000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Text (1-15 Zeichen)  Hintergrundfarbe (hexadecimal)  Schriftfarbe (hexadecimal)

Wähle eine Farbe





## ICONS

### Bezeichnung und Dateiname

Die Bezeichnung ist der Name des einzufügenden Icons

Der Dateiname ist individuell und wird als „.png-Datei“

oder “.jpg-Datei“ gespeichert

### Hintergrundfarbe

Auswahl der Farbe durch eine Farbpalette, die den Farbcode

generiert

### Icon-Datei

Icon zum Upload anhängen, sichtbar innerhalb eines Produktes

in der Ecke oben rechts

Bezeichnung	Dateiname	Hintergrundfarbe		
smile	2016-10-14_15:02:42_5800d7720fda2_smile.png	FFFFFF		
Stern	2016-10-17_14:18:29_5804c195e8ee0_golden-star-button-icon_122063149.jpg	FFFFFF		
Stern1	2016-10-22_19:35:35_580ba367c52ea_IMG_0968.PNG	FFFFFF		
Stern2	2016-10-22_19:37:58_580ba3f61fdbc_IMG_0968.PNG	FFFFFF		
Stern3	2016-10-22_19:38:26_580ba4129d78d_IMG_0968.PNG	FFFFFF		
z1	2016-10-22_19:53:46_580ba7aa845b6_IMG_0975.PNG	FFFFFF		

Bezeichnung

Hintergrundfarbe (hexadecimal)

Icon-Datei

bearbeiten
Abbrechen
OK





NEWS

Name des Titels

Eindeutiger Titelname, der als Überschrift auf der Startseite für die news erscheint

Kurztext

Informative Kurzbeschreibung, welche unterhalb des Titels auf der Startseite für news erscheint

Text

Ausführliche Beschreibung, welche unterhalb des Kurztextes auf der Startseite für eine Neuigkeit erscheint

Bild und Bild 2

Bild erscheint groß oben auf der Startseite um auf die news aufmerksam zu machen, Bild 2 erscheint unterhalb des Bildes

Link und Linktext

Verlinkung mit https und einer Infobeschreibung im Linktext

Benutzer

Indikator für den Status der gelesenen/ungelesenen news

Option

Die Neuigkeit bei allen Benutzern ganz oben auf der Startseite erscheinen zu lassen

Der news Button links oben in der Ecke leuchtet die Anzahl der news als Zahl rot auf

Titel	Status	
Die neue Genumedl PSS	aktiv	<span style="color: green;">▶</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">✎</span> <span style="color: red;">✖</span>
JETZT NEU - 4Titide Advanced	aktiv	<span style="color: green;">▶</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">✎</span> <span style="color: red;">✖</span>
JETZT NEU - JuzoPro Digitus	aktiv	<span style="color: green;">▶</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">✎</span> <span style="color: red;">✖</span>
Die neue SecuTec Genu	inaktiv	<span style="color: green;">▶</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">✎</span> <span style="color: red;">✖</span>

Titel  
JETZT NEU - 4Titide Advanced

Kurztext  
Die neue 4Titide Advanced ist da!

Text  
Die 4 Titide Advanced ist die neue Rahmenorthese zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks bei Gonarthrose. Die Hebelarme aus federleichtes Hightech-Magnesium sichern eine wirksame Entlastung des schmerzenden Bereichs. Der medial abgeschrägte Orthesenrahmen im Oberschenkelbereich ist mit einer neuen Komfortpolsterung verkleidet und sorgt für einen optimalen Sitz und Rutschfestigkeit. Zudem nehmen die neuen Schienbeinpolster mit Fenster den Druck aus der Patellasehne.

Bild  


Bild 2  

Hier klicken oder Bild hierher ziehen.

Link (inkl. https://)

Linktext

Benutzer

Gelesen	Name	Rolle	Klassifizierung
Ja	Lembcke, Alisa		

Optionen  
 Für alle Benutzer als ungelesen markieren

Bestätigen





## DOWNLOADS

### Name des Titels

Überschrift des Download-Objektes, erreichbar im Footer über Downloads

### Text

Angabe und Inhalt zu dem Downloadobjekt

### Datei

Uploadmöglichkeit für die Datei, die im Footer über Downloads heruntergeladen werden soll

## DOWNLOADS

Titel	Status	
Lieferbedingungen	aktiv	

Titel  
Lieferbedingungen

Text  
[fitundgesund GmbH Lieferbedingungen](#)

Datei

[bearbeiten](#)

FUG | Versorgungsassistent

### Downloads

Lieferbedingungen  
fitundgesund GmbH Lieferbedingungen  
[Download starten](#)





## PRODUKTE

### Produktsuche über Kriterien

Produkte können mittels verschiedener Suchkriterien (Bezeichnung, Lieferant, Benutzer, Hilfsmittelnummer, Strukturebene-unterebene, Indikation, Pharmazentralnummer, Sanizentralnummer, Status) in der Produktdatenbank gefunden werden

### Produktsuche über den Button

Bei der Suche über den Button „Suchen“ wird eine alphabetische Liste aller Produkte aus der Datenbank generiert

### Produkte importieren

Die Produktliste aus der zentralen Datenbank ermöglicht ein selektiertes Importieren von Produkten, zu erreichen über das Anklicken des Symbols in der rechten oberen Ecke

Bezeichnung	Lieferant	Benutzer	Hilfsmittelnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	05 04 <input type="text"/>
Strukturebene	Strukturunterebene	Indikation	Hilfsmittelnummer (Volltext)
Alle <input type="text"/>	Alle <input type="text"/>	Alle <input type="text"/>	<input type="text"/>
PZN	SZN	Status	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle <input type="text"/>	
<input type="button" value="Suchen"/>			

Bezeichnung	Lieferant	Sortierung	HIMI-Nr.	Status	erstellt von	
Artroskin K Version 1	Ormed GmbH		05.04.01.2005	aktiv	SYSTEM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Artroskin K Version 2	Ormed GmbH		05.04.01.0051	aktiv	SYSTEM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cellacare Genu	Lohmann & Rauscher GmbH &		05.04.01.0057	aktiv	SYSTEM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dynamics Knieb						

Bezeichnung	Lieferant	Benutzer	Hilfsmittelnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	05 04 <input type="text"/>
Strukturebene	Strukturunterebene	Indikation	Hilfsmittelnummer (Volltext)
Alle <input type="text"/>	Alle <input type="text"/>	Alle <input type="text"/>	<input type="text"/>
PZN	SZN	Status	Importiert
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle <input type="text"/>	Alle <input type="text"/>
<input type="button" value="Suchen"/>			

CSV-Datei mit Hilfsmittelnummern

#### LEGENDE

- Vorschau
- Ohne Bilder importieren
- Mit Bildern importieren
- Ausgewählte ohne Bilder importieren
- Ausgewählte mit Bildern importieren
- Ohne Bilder updaten
- Mit Bildern updaten
- Ausgewählte ohne Bilder updaten
- Ausgewählte mit Bildern updaten

Bezeichnung	Lieferant	HIMI-Nr.	Bereits importiert	
Activemed Kniebandage	Bort GmbH	05.04.01.0115		<input type="checkbox"/>
Artroskin K Version 1	Ormed GmbH	05.04.01.2005	x	<input type="checkbox"/>
Artroskin K Version 2	Ormed GmbH	05.04.01.0051	x	<input type="checkbox"/>
Cellacare Genu	Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG	05.04.01.0057	x	<input type="checkbox"/>





## PRODUKTE

### Produktanlage

Editierungsmöglichkeit für Informationsangaben eines Produktes

### Produktangaben

Der Lieferant ist der entsprechende Hersteller des Produktes

Die Bezeichnung ist der Name des Produktes

Die Sortierung legt die Reihenfolge und die Darstellungsweise in klein, mittel oder groß fest

Die Hilfsmittelnummer kennzeichnet ein medizinisches Produkt.

Die PZN (Pharmazentralnummer) ist ein in Deutschland bundeseinheitlicher Identifikationsschlüssel für Arzneimittel, Hilfsmittel und andere Apothekenprodukte.

DIE GTIN (ehemals EAN) ist eine Identifikationsnummer mit der Produkte weltweit überschneidungsfrei identifiziert werden können

Die Produkt-ID des Herstellers ist eine eindeutige Zeichenfolge, wodurch sich das Produkt genau identifizieren lässt

Die Webseite des Herstellers zu dem Produkt erscheint auf der Produktseite als anklickbarer Link

Zusatzprodukte lassen sich für alle Produkte hinterlegen und erscheinen unterhalb des jeweiligen Produktes

Der Verordnungsvorschlag liefert Hinweise für den Verordner

Lieferant	Ormed GmbH	Bezeichnung	Artroskin K Version 1	Sortierung	Nichts ausgewählt
Beschreibung Kniebandage zur Weichteilkompression. Die Kniebandage eignet sich zur aktiven Stabilisierung bei gestörter Propriozeption, leichten Instabilitäten, geringradiger Arthrose, operativen und posttraumatischen Reizzuständen und leichten Distorsionen und Kapselbandzerrungen.					
Hilfsmittelnummer	05.04.01.2005	PZN		EAN / GTIN	
Produkt-ID des Herstellers		Webseite Hersteller (inkl. http(s)://)	https://www.djoglobal.de/arzt/artroskin-k.html		
Produkteigenschaften (Die obersten 4 werden angezeigt)			Verkaufsargumente (Die obersten 4 werden angezeigt)		
Aktive Stabilisierung <span style="float: right;">✖</span>			Feinste Struktur, dünn und hautfreundlich <span style="float: right;">✖</span>		
Für Weichteilkompression <span style="float: right;">✖</span>			Anpassungsfähig <span style="float: right;">✖</span>		
			Wasserfest und latexfrei <span style="float: right;">✖</span>		
Strukturunterebenen					
Bezeichnung		Stukturebene			
Knie		Bandagen & Orthesen		<span style="float: right;">✖</span>	
Indikationen					
Kurzbezeichnung		Bezeichnung			
Knie, Oberschenkel		Komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ)		<span style="float: right;">✖</span>	
Knie, Oberschenkel		Weichteilreizzustände (chronisch)		<span style="float: right;">✖</span>	
Knie, Oberschenkel		Weichteilreizzustände (postoperativ)		<span style="float: right;">✖</span>	
Knie, Oberschenkel		Weichteilreizzustände (posttraumatisch)		<span style="float: right;">✖</span>	
Kostenträger					
Bezeichnung		Ausschluss			
Keine Kostenträger hinterlegt.					
Zusatzprodukte					
Bezeichnung		Lieferant		HIMI-Nr.	
Keine Zusatzprodukte hinterlegt.					
Verordnungsvorschlag					
Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenkes					
Rezidivierender Gelenkerguss					





## PRODUKTE

### Produktangaben

Die Herstellerhinweise, Hinweise vom Hersteller, erscheinen auf der Produktseite

### Titelbild

Großes Bild, zu sehen neben der Produktbeschreibung

### Detailbilder

Bilder die etwas über die Details der Produkte aussagen, erscheinen verkleinert unterhalb des Titelbildes

### Konfigurationsbilder

Bilder, die zur Erklärung benannt werden können, erscheinen verkleinert unterhalb der Detailbilder

Herstellerhinweise

Patellabandagen sind Kompressionsbandagen mit lokalen Druckpelotten um die Kniescheibe und zusätzlichen Funktionselementen, die mind. eine Bewegungsrichtung therapeutisch einschränken, sichern oder ändern. Die Druckpelotten aus flexiblem Material nehmen

Vertragshinweise

SZN  
953597

ME-ISO-Code

Hersteller-ID

Link zum Vertragsnavigator (inkl. http(s)://)

Link zum Artikelstamm (inkl. http(s)://)

Link zum Konfigurator (inkl. http(s)://)

Preis von  
0,00

Preis bis  
0,00

Banderole  
keine

Text-Ausrichtung  
Default

Icons

Bezeichnung	Dateiname	Hintergrundfarbe
<small>Keine Icons hinterlegt.</small>		

Titelbild



Detailbilder

Hier klicken oder Bild hierher ziehen.

Konfigurations-Bilder

Hier klicken oder Bild hierher ziehen.

Speichern
Speichern und zurück
Speichern und Vorschau





## STRUKTUREBENEN

### Was sind Strukturebenen?

Alle Oberstrukturebenen sind über die Startseite im Anwendungsbereich als vorgeschaltete Fotokarte zu erreichen

Hinter den Fotokarten (Kategorie-Icons) befinden sich die entsprechenden Unterstrukturebenen

### STRUKTUREBENEN

Bezeichnung	Status			
Alltagshilfen	aktiv	+	👁️	☰
Anziehhilfen	aktiv		👁️	☰
Ess- / Trinkhilfen	aktiv		👁️	☰
Greifhilfen	aktiv		👁️	☰
Rampensysteme	aktiv		👁️	☰
Bandagen & Orthesen	aktiv	+	👁️	☰
Brust	aktiv		👁️	☰
Fuß	aktiv		👁️	☰
Rehatechnik	aktiv		👁️	☰
Favoriten	aktiv	+	👁️	☑️ ❌
Pflegepakete	aktiv		👁️	☑️ ❌





## STRUKTUREBENEN

### Anlage der oberen Strukturebene

Die Bezeichnung dieser Strukturebene dient als Oberbegriff für die nachfolgenden, noch anzulegenden Strukturebenen

### Kategorie-Icon

Vorgeschaltete Fotokarten, die im Anwendungsbereich auf der Startseite für Strukturebenen sichtbar hinterlegt sind

### Kategorie-Bild

Großes Bild, das inhaltlich auf die Strukturebenen / den Anwendungsbereich passt, zu erreichen durch Klicken eines Anwendungsbereiches auf der Startseite

### Erweiterung der Strukturebene

Die Bezeichnung dient als Name für Strukturunterebenen, welche links neben dem Kategorie-Bild angeordnet sind, zu erreichen durch Klicken eines Anwendungsbereiches auf der Startseite

Bezeichnung  
Favoriten

Beschreibung  
Das sind die ....

Kategorie-Icon ✕ ✕

Kategorie-Bild ✕ ✕



Strukturebene  
Favoriten

Bezeichnung  
Pflegepakete

Beschreibung

Koordinaten-Eingabe?

X-Koordinate: 20 Y-Koordinate: 20

bearbeiten





## KRANKHEITSBILDER

### Anlage der Krankheitsbilder

Die Bezeichnung ist die Angabe eines Krankheitsbildes, welches einem Körperteil zugewiesen wird und den Versorgungsleitfaden darstellt

### Nach der Anlage

Indikationen werden an das entsprechende Krankheitsbild geheftet

Produkte können abschließend hinzugefügt werden


Bezeichnung	Körperteil	Status	
Versorgungsleitfaden Patellalateralisation	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Diabetes	Sonstiges	aktiv	
Versorgungsleitfaden Ellebogen	Arm	aktiv	
Versorgungsleitfaden Fuß	Fuß	aktiv	
Versorgungsleitfaden Gonarthrose	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Hand	Hand	aktiv	
Versorgungsleitfaden Knieinstabilitäten	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Rücken	Rücken	aktiv	
Versorgungsleitfaden Schulter	Schulter	aktiv	

Körperteil

Bezeichnung

Indikationen

Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Patellaspitzensyndrom Bort GmbH <b>Patella-Sehnenband</b> Himi: 05.04.01.1005 Produkt hinzufügen	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Patellofemorales Schmerzsyndrom medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012 Produkt hinzufügen	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose leichte Lateralisierung der Patella medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012 Bauerfeind AG <b>GenuTrain P3</b> Himi: 23.04.05.0011 Produkt hinzufügen
Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Hypermobile Patella Bauerfeind AG <b>GenuTrain P3</b> Himi: 23.04.05.0011 medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012 Produkt hinzufügen	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose vorderer Knieschmerz Ormed GmbH <b>MATRIX PT</b> Himi: 23.04.05.1006 Produkt hinzufügen	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose degenerative Veränderung des Patellaweges Ormed GmbH <b>MATRIX PT</b> Himi: 23.04.05.1006 Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH <b>Patella-Rezentrierungsothese Patella Pro</b> Himi: 23.04.05.1004



KRANKHEITSBILDER

**Körperteil wählen**


Körperteilauswahlkarten erscheinen rechts auf der Startseite in der Rubrik Körperteil wählen

**Indikation wählen**

Hinter jeder Körperteilauswahlkarte sind Indikationen einem Versorgungsleitfaden zugeordnet  
Durch das Anklicken einer Indikation gelangt man zu den verknüpften Produkten

**Versorgungsleitfaden**

Innerhalb eines Versorgungsleitfadens finden sich alle Indikationen mit den dazugehörigen verknüpften Produkten  
Das PDF-Symbol generiert eine PDF-Übersicht aller Produkte und Indikationen des gewählten Versorgungsleitfadens



FUG | Versorgungsassistent

**Versorgungsleitfaden Patellalateralisation**

	GenuMedi PT	GenuTrain P3	MATRIX PT	Patella-Rezentrierungsschlinge	PT Control
<b>Indikationen</b>					
Patellaspitzensyndrom					
Patellofemorales Schmerzsyndrom	•				
leichte Lateralisierung der Patella	•	•			
Hypermobile Patella	•	•			
vorderer Knieschmerz			•		
degenerative Veränderung des Patellaweges			•	•	
leichte bis mittlere Patellaluxation oder Subluxation			•	•	
Chondromalacia patellae			•	•	
Retropatellararthrose			•	•	
Patellaluxation in Verbindung mit leichter bis mittlerer Knieinstabilität					•
lateral release					•

1





## INDIKATIONEN

### Indikationen hinzufügen

Durch Anklicken des Plus-Symbols öffnet sich ein Fenster, in welches eine Kurzbezeichnung und eine Bezeichnung einzugeben ist

### Kurzbezeichnung

Die Kurzbezeichnung ist der Name des Körperteils

### Bezeichnung

Nach Eingabe der Definition für eine Indikation, sind alle Indikationen über die Startseite in der Rubrik KörperteilAuswahl zu erreichen

### Indikationen importieren

Durch Anklicken des anderen Symbols in der rechten oberen Ecke öffnet sich ein eine Indikationsliste, die ein selektiertes Importieren von Indikationen ermöglicht

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Status	⊞	+
Ellebogen	Bizepssehnen- Muskelverletzungen	aktiv	⊞	+
Ellebogen	Ellebogenluxation	aktiv	⊞	+
Ellebogen	Epicondylitis	aktiv	⊞	+
Ellebogen	post OP Ellebogen	aktiv	⊞	+
Ellebogen	Schwellungen, Gelenkerguss	aktiv	⊞	+
Fuß	Abkürzung der Gipsphase	aktiv	⊞	+
Fuß	Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)	aktiv	⊞	+
Fuß	Achillessehnenriss	aktiv	⊞	+

### INDIKATION HINZUFÜGEN

Kurzbezeichnung


Bezeichnung

hinzufügen

### INDIKATIONEN IMPORTIEREN AUS ZENTRALER PRODUKTDATENBANK

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Bereits importiert	+	☐
Ellebogen	Bizepssehnen- Muskelverletzungen	x		
Ellebogen	Ellebogenluxation	x		
Ellebogen	Post OP Ellebogen	x		
Ellebogen	Schwellungen, Gelenkergüsse	x		
Fuß	Abkürzung der Gipsphase		+	☐
Fuß	Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)		+	☐
Fuß	Achillessehnenriss		+	☐
Fuß	Achillessehnenruptur		+	☐
Fuß	Achillodynie		+	☐





LIEFERANTEN

Lieferanten importieren

Eine vorgefertigte Lieferanteliste ermöglicht ein selektiertes Importieren von Lieferanten, zu erreichen über das Anklicken des Symbols in der rechten oberen Ecke

Bezeichnung	Kurzname	Hersteller-ID	Status	
AET GmbH		22	aktiv	
Aida Shuku		11	aktiv	
Aircast Europa GmbH		6	aktiv	
aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH			aktiv	
Alber GmbH			aktiv	
albrecht GmbH		111	aktiv	
Alu Rehab Deutschland GmbH			aktiv	
Arcus		42	aktiv	
Basko Healthcare		279	aktiv	
Bauerfeind AG		1406	aktiv	

LIEFERANTEN IMPORTIEREN AUS ZENTRALER PRODUKTDATENBANK

Bezeichnung	Hersteller-ID	Bereits importiert	<input type="checkbox"/>
ABC Breast Care GmbH			<input type="checkbox"/>
AET GmbH	22	x	<input checked="" type="checkbox"/>
Aida Shuku	11	x	<input checked="" type="checkbox"/>
Aircast Europa GmbH	6	x	<input checked="" type="checkbox"/>
aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH		x	<input checked="" type="checkbox"/>
Alber GmbH		x	<input checked="" type="checkbox"/>





## KOSTENTRÄGER

### Kostenträger anlegen

Die Kurzbezeichnung ist der Kurzname der Krankenkasse / Kostenträger

Die Bezeichnung ist der vollständige Name der Krankenkasse / Kostenträger

### Logo

Hier kann ein Upload des Logos, oder des Corporate Designs, eingebunden werden

### Kostenträger Ausschluss

Nach der Anlage der Kostenträger, lassen sich diese für entsprechende Produkte festlegen

Es erscheint in der Produktauswahl ein Fenster bei dem der hinterlegte Kostenträger zu wählen ist

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Favorit	Status				
AOK		Ja	aktiv	★	👁	🗑	✖
AXA		Ja	aktiv	★	👁	🗑	✖
Barmer		Ja	aktiv	★	👁	🗑	✖
DAK	Deutsche Angestellten Krankenkasse	Ja	aktiv	★	👁	🗑	✖
BKK		Nein	aktiv	★	👁	🗑	✖
Techniker		Nein	aktiv	★	👁	🗑	✖

Bezeichnung  
DAK

Bezeichnung  
Deutsche Angestellten Krankenkasse

Logo



Speichern

Kostenträger

Bezeichnung	Ausschluss	
DAK	<input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja	✖

Bitte wählen Sie einen Kostenträger!

alle

AOK

AXA


Barmer

DAK

BKK

Techniker





BENUTZER (MAXIMAL 1000)

**Benutzer hinzufügen**

Angaben zu dem Benutzer mit Auswahl der Rolle

Die Rolle entscheidet, was der Benutzer im Front-End sieht

Der Benutzername und das Passwort sind für das Einloggen auf der Startseite erforderlich

BENUTZER HINZUFÜGEN

Benutzername		E-Mail-Adresse	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Passwort		Passwort wiederholen	
<input type="password"/>		<input type="password"/>	
Administrator <input type="checkbox"/>		Rolle <input type="text" value="Mitarbeiter AD OT"/>	
Name	Straße	Hausnummer	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Postleitzahl	Ort	Adresszusatz	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Telefon		Telefax	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Region	Fachrichtung	Netzwerk	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="button" value="hinzufügen"/>			





ROLLEN (MAXIMAL 1000)

**Rollenzuweisung**

Die Bezeichnung ist der Name für die Rolle des Mitarbeiters

**Navigation auf der Startseite**

Einstellungsoption ob eine Produktauswahl nach Körperteilen oder eine Produktauswahl nach Anwendungsbereichen auf der Startseite erfolgt

**Anzeigeoptionen**

Einstellungsoption zur Anzeige von Icons, Banderolen und Preisen  
Freischaltungsoption für die Sichtbarkeit der Sucherlaubnis, der Strukturebenen sowie der Krankheitsbilder

**Produktausschluss**

Produkte, die für diese Rolle nirgends erscheinen sollen, können z.B. mittels Angabe der Hilfsmittelnummer in dem Fenster verifiziert und ausgeschlossen werden

Bezeichnung  
Mitarbeiter AD OT

ERP-Rolle  
Mitarbeiter AD OT

Beschreibung  
Mitarbeiter AD OT

Welche Navigation soll diese Rolle auf der Startseite vorrangig sehen?  
 Produktauswahl nach Körperteilen    Produktauswahl nach Anwendungsbereichen

Anzeige-Optionen  
 Suche erlauben    Strukturebenen freischalten    Krankheitsbilder freischalten    Icons anzeigen    Banderolen anzeigen    Preise anzeigen

Produktdetails
 

Bezeichnung	Sichtbar
Bezeichnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Lieferant	<input checked="" type="checkbox"/>
Produkt-Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>

Strukturebenen
 

Bezeichnung	Sichtbar
Alltagshilfen	<input type="checkbox"/>
Anziehhilfen	<input type="checkbox"/>
Ess-/Trinkhilfen	<input type="checkbox"/>
Greifhilfen	<input type="checkbox"/>

Krankheitsbilder
 

Bezeichnung	Sichtbar
Kopf	<input type="checkbox"/>
Rumpf	<input checked="" type="checkbox"/>
Arm	<input type="checkbox"/>
Versorgungsleitfaden Ellebogen	<input checked="" type="checkbox"/>
Knie	<input type="checkbox"/>
Versorgungsleitfaden Patellalateralisation	<input type="checkbox"/>

Produkte ausschließen
 

Bezeichnung	Lieferant	HIMI-Nr.	+
4 Titude OA		23.04.04.2004	<input checked="" type="checkbox"/>
Agillum Freestep		23.04.04.0XXX	<input checked="" type="checkbox"/>
Aircast Airgo Plus		23.02.01.0005	<input checked="" type="checkbox"/>

bearbeiten







FIRMENDATEN BEARBEITEN

Warum den Kurznamen eintragen?

Der eingetragene Kurzname erscheint oben im Header und ist permanent zu sehen

Name der Applikation Versorgungsassistent			
Firmenname fitundgesund		Kurzname FUG	
Straße Spenglerstraße	Hausnummer 8	Postleitzahl 23556	Ort Lübeck
Zusatz	Telefon 0451 879980	Telefax	E-Mail-Adresse
Geschäftsführer	Ansprechpartner	Gerichtsstand Lübeck	Steuernummer
Allgemeine Geschäftsbedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Leistungsumfang Der Leistungsumfang bestimmt sich ausschließlich		Impressum Fit und Gesund GmbH Spenglerstraße 8, 23556 Lübeck Tel. +49 (0)451 / 87998-0, Fax +49 (0)451 / 87998-30	





## BANDEROLEN

### Wie wird eine neue Banderole angelegt?

Durch das Klicken auf das Plus-Symbol in der rechten oberen Ecke öffnet sich ein Fenster zur Anlage der Banderole

### Wie wird eine Banderole erneut bearbeitet?

Zur Bearbeitung einer bereits angelegten Banderole klickt man auf das linke Symbol neben dem rot hinterlegtem Kreuz  
Erneut öffnet sich das Fenster zur Bearbeitung und Änderungen lassen sich vornehmen

### Erscheint die Banderole an der gleichen Stelle?

Ja, die Banderole ist immer in der unteren linken Ecke des Bildes zu sehen

Text	Hintergrundfarbe	Schriftfarbe		
PREMIUM	FF0101	FFFFFF		
BASIC	0E7F02	FFFFFF		
PRIVATLEISTUNG	FFFFFF	000000		
AUFZAHLUNGSFREI	CCCCCC	FFFFFF		
FALLPAUSCHALE	FFED17	000000		

Text (1-15 Zeichen)  Hintergrundfarbe (hexadecimal)  Schriftfarbe (hexadecimal)

**Wähle eine Farbe**





NEWS

Gelesen Ja oder Nein?

Alle Benutzer, die dafür eingestellt oder berechtigt sind, dass die Neuigkeit auf der Startseite angezeigt wird, sehen diese nach dem Log-in

Eine rote Zahl oben im Header leuchtet und verweist auf dem news-Button die Anzahl der neu eingestellten news rot auf

Titel	Status	
Die neue Genumedl PSS	aktiv	
JETZT NEU - 4Titude Advanced	aktiv	
JETZT NEU - JuzoPro Digitus	aktiv	
Die neue SecuTec Genu	inaktiv	

Titel  
JETZT NEU - 4Titude Advanced

Kurztext  
Die neue 4Titude Advanced ist da!

Text  
Die 4 Titude Advanced ist die neue Rahmenorthese zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks bei Gonarthrose. Die Hebelarme aus federleichtes Hightech-Magnesium sichern eine wirksame Entlastung des schmerzenden Bereichs. Der medial abgeschrägte Orthesenrahmen im Oberschenkelbereich ist mit einer neuen Komfortpolsterung verkleidet und sorgt für einen optimalen Sitz und Rutschfestigkeit. Zudem nehmen die neuen Schienbeinpolster mit Fenster den Druck aus der Patellasehne.

Bild

Link (inkl. http(s)://)  
Linktext

Benutzer

Gelesen	Name	Rolle	Klassifizierung
Ja	Lembecke, Alisa		

Optionen  
 Für alle Benutzer als ungelesen markieren

Bestätigen





## DOWNLOADS

### Reihenfolge der Downloadmeldungen

Der zuletzt neu angelegte Download erscheint in der Liste der Downloads ganz oben

Die Downloads sind zum „download“ rechts unten im Footer zu finden

### DOWNLOADS

Titel	Status	
Lieferbedingungen	aktiv	

Titel  
Lieferbedingungen

Text  
[fitundgesund GmbH Lieferbedingungen](#)

Datei

[bearbeiten](#)

FUG | Versorgungsassistent

### Downloads

Lieferbedingungen  
fitundgesund GmbH Lieferbedingungen  
[Download starten](#)





PRODUKTE

Wie funktioniert die Produktsuche über die Hilfsmittelnummer (Volltext)?

Sollen Hilfsmittelnummern mit Text wie zum Beispiel „Maß“ gefunden werden, so kann man das gesuchte Wort in das Feld Eintragen

Was bedeuten die kleinen Symbole in dem Fenster?

Die alphabetische Liste aller Produkte auf der Produktseite weist am rechten Rand in jeder Spalte jeweils 5 Symbole auf.

Beginnend von links nach rechts

Symbol 1) bearbeiten : Hier kann ein bereits angelegter Artikel nach der Speicherung bearbeitet werden

Symbol 2) löschen: Hier kann ein Artikel gelöscht werden.

Vor der endgültigen Löschung erscheint ein Warn-Fenster mit Hinweis

Symbol 3) betrachten: Das Produkt kann eingesehen werden

Symbol 4) aktivieren / deaktivieren: Das Produkt kann sichtbar oder unsichtbar gestellt werden und wird dabei nicht gelöscht

Symbol 5) kopieren: Das Produkt wird dupliziert

Suchfeld mit folgenden Feldern:

- Bezeichnung
- Lieferant
- Benutzer
- Hilfsmittelnummer (05 04)
- Strukturebene (Alle)
- Strukturunterebene (Alle)
- Indikation (Alle)
- Hilfsmittelnummer (Volltext)
- PZN
- SZN
- Status (Alle)

Suchen

Bezeichnung	Lieferant	Sortierung	HIMI-Nr.	Status	erstellt von	
Artroskin K Version 1	Ormed GmbH		05.04.01.2005	aktiv	SYSTEM	🔍 ✖️ ⓘ
Artroskin K Version 2	Ormed GmbH		05.04.01.0051	aktiv	SYSTEM	🔍 ✖️ ⓘ
Cellacare Genu	Lohmann & Rauscher GmbH &		05.04.01.0057	aktiv	SYSTEM	🔍 ✖️ ⓘ
Dynamics Knieb						

Suchfeld mit folgenden Feldern:

- Bezeichnung
- Lieferant
- Benutzer
- Hilfsmittelnummer (05 04)
- Strukturebene (Alle)
- Strukturunterebene (Alle)
- Indikation (Alle)
- Hilfsmittelnummer (Volltext)
- PZN
- SZN
- Status (Alle)
- Importiert (Alle)

Suchen

CSV-Datei mit Hilfsmittelnummern

Durchsuchen...

Hochladen

LEGENDE

- 🔍 Vorschau
- + Ohne Bilder importieren
- + Mit Bildern importieren
- + Ausgewählte ohne Bilder importieren
- + Ausgewählte mit Bildern importieren
- 🔄 Ohne Bilder updaten
- 🔄 Mit Bildern updaten
- 🔄 Ausgewählte ohne Bilder updaten
- 🔄 Ausgewählte mit Bildern updaten

Bezeichnung	Lieferant	HIMI-Nr.	Bereits importiert	
Activemed Kniebandage	Bort GmbH	05.04.01.0115		🔍 + + ☐
Artroskin K Version 1	Ormed GmbH	05.04.01.2005	x	🔍 + + ☐
Artroskin K Version 2	Ormed GmbH	05.04.01.0051	x	🔍 + + ☐
Cellacare Genu	Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG	05.04.01.0057	x	🔍 + + ☐





## PRODUKTE

### Wie lassen sich Produkte in der Größe unterscheiden?

Hierfür lässt sich in dem Feld die Sortierung in Kategorie 1,2 und 3 einstellen. Wählt man Kategorie 1, so ist diese optisch größer hervorgehoben, als ein Produkt, welchem die Kategorie 2 oder 3 zugeordnet ist.

### Warum ist es sinnvoll Zusatzprodukte einzutragen?

Dadurch besteht die Möglichkeit auf weitere Produkte aufmerksam zu machen, die für den Patienten einen weiteren Nutzen darstellen

Lieferant Ormed GmbH	Bezeichnung Artroskin K Version 1	Sortierung Nichts ausgewählt															
Beschreibung Kniebandage zur Weichteilkompression. Die Kniebandage eignet sich zur aktiven Stabilisierung bei gestörter Propriozeption, leichten Instabilitäten, geringgradiger Arthrose, operativen und posttraumatischen Reizzuständen und leichten Distorsionen und Kapselbandzerrungen.																	
Hilfsmittelnummer 05.04.01.2005	PZN	EAN / GTIN															
Produkt-ID des Herstellers	Webseite Hersteller (inkl. http(s)://) <a href="https://www.djglobal.de/arzt/artroskin-k.html">https://www.djglobal.de/arzt/artroskin-k.html</a>	Auftrag (inkl. http(s)://)															
Produkteigenschaften (Die obersten 4 werden angezeigt)		Verkaufsargumente (Die obersten 4 werden angezeigt)															
Aktive Stabilisierung <span style="float: right;">✖</span>		Feinste Struktur, dünn und hautfreundlich <span style="float: right;">✖</span>															
Für Weichteilkompression <span style="float: right;">✖</span>		Anpassungsfähig <span style="float: right;">✖</span>															
Strukturunterebenen <span style="float: right;">+</span>		Wasserfest und latexfrei <span style="float: right;">✖</span>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Strukturebene</th> <th style="text-align: right;">+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Knie</td> <td>Bandagen &amp; Orthesen</td> <td style="text-align: right;">✖</td> </tr> </tbody> </table>		Bezeichnung	Strukturebene	+	Knie	Bandagen & Orthesen	✖										
Bezeichnung	Strukturebene	+															
Knie	Bandagen & Orthesen	✖															
Indikationen																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kurzbezeichnung</th> <th>Bezeichnung</th> <th style="text-align: right;">+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Knie, Oberschenkel</td> <td>Komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ)</td> <td style="text-align: right;">✖</td> </tr> <tr> <td>Knie, Oberschenkel</td> <td>Weichteilreizzustände (chronisch)</td> <td style="text-align: right;">✖</td> </tr> <tr> <td>Knie, Oberschenkel</td> <td>Weichteilreizzustände (postoperativ)</td> <td style="text-align: right;">✖</td> </tr> <tr> <td>Knie, Oberschenkel</td> <td>Weichteilreizzustände (posttraumatisch)</td> <td style="text-align: right;">✖</td> </tr> </tbody> </table>			Kurzbezeichnung	Bezeichnung	+	Knie, Oberschenkel	Komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ)	✖	Knie, Oberschenkel	Weichteilreizzustände (chronisch)	✖	Knie, Oberschenkel	Weichteilreizzustände (postoperativ)	✖	Knie, Oberschenkel	Weichteilreizzustände (posttraumatisch)	✖
Kurzbezeichnung	Bezeichnung	+															
Knie, Oberschenkel	Komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ)	✖															
Knie, Oberschenkel	Weichteilreizzustände (chronisch)	✖															
Knie, Oberschenkel	Weichteilreizzustände (postoperativ)	✖															
Knie, Oberschenkel	Weichteilreizzustände (posttraumatisch)	✖															
Kostenträger																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Ausschluss</th> <th style="text-align: right;">+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Keine Kostenträger hinterlegt.</td> </tr> </tbody> </table>			Bezeichnung	Ausschluss	+	Keine Kostenträger hinterlegt.											
Bezeichnung	Ausschluss	+															
Keine Kostenträger hinterlegt.																	
Zusatzprodukte																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Lieferant</th> <th>HIMI-Nr.</th> <th style="text-align: right;">+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Keine Zusatzprodukte hinterlegt.</td> </tr> </tbody> </table>			Bezeichnung	Lieferant	HIMI-Nr.	+	Keine Zusatzprodukte hinterlegt.										
Bezeichnung	Lieferant	HIMI-Nr.	+														
Keine Zusatzprodukte hinterlegt.																	
Verordnungsvorschlag Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenkes  Rezidivierender Gelenkerguss																	





## PRODUKTE

### Mindestgröße der Bilder

Alle Bilder haben ein Minimum von 820 x 820 für optimale Auflösung, auch bei höherer Pixeldichte wie auf einem iPad oder einem iPhone

### Eigenschaften der Bilder

Die Detailbilder sowie auch die Konfigurations-Bilder lassen sich in der Reihenfolge vor der Speicherung beliebig bewegen

Das Bild welches in dem Feld „Hier klicken oder Bild hierher ziehen“ an die erste Stelle geschoben wird, erscheint entsprechend in der Produktbeschreibung als erstes

### Genauere Anordnung der Bilder

Das Titelbild ist über dem Detailbild angeordnet

Danach erscheinen die Detailbilder

Die Konfigurations-Bilder erscheinen verkleinert unterhalb der Detailbilder

Diese lassen sich benennen und durch Anklicken vergrößern

Herstellerhinweise

Patellabandagen sind Kompressionsbandagen mit lokalen Druckpelotten um die Kniescheibe und zusätzlichen Funktionselementen, die mind. eine Bewegungsrichtung therapeutisch einschränken, sichern oder ändern. Die Druckpelotten aus flexiblem Material nehmen

Vertragshinweise

SZN  
953597

ME-ISO-Code

Hersteller-ID

Link zum Vertragsnavigator (inkl. http(s)://)

Link zum Artikelstamm (inkl. http(s)://)

Link zum Konfigurator (inkl. http(s)://)

Preis von  
0,00

Preis bis  
0,00


Banderole  
keine

Text-Ausrichtung  
Default

Icons

Bezeichnung	Dateiname	Hintergrundfarbe
Keine Icons hinterlegt.		

Titelbild



Detailbilder

Hier klicken oder Bild hierher ziehen.

Konfigurations-Bilder

Hier klicken oder Bild hierher ziehen.

Speichern
Speichern und zurück
Speichern und Vorschau





## STRUKTUREBENEN

### Lässt sich die Anordnung der Oberstrukturebenen beeinflussen?

Ja, die Oberstrukturebene mit den dazugehörigen Strukturebenen lässt sich verschieben  
 Hierzu klickt man auf den dritten Button rechts in dem hell hinterlegten Feld der Oberstrukturebene und zieht diesen nach oben oder nach unten

### Lässt sich die Anordnung der Strukturunterebenen beeinflussen?

Ja, auch die Strukturunterebenen lassen sich durch den Button beliebig in ihrer Anordnung hin- und herschieben

### Welche Bearbeitungstools gibt es für die Strukturebenen?

Die Strukturebenen lassen sich sichtbar oder unsichtbar machen  
 Weiterhin lassen sie sich nachträglich über das Bearbeitungssymbol bearbeiten oder löschen

## STRUKTUREBENEN

Bezeichnung	Status		
Alltagshilfen	aktiv	+	☞ ☰
Anziehhilfen	aktiv		☞ ☰
Ess- / Trinkhilfen	aktiv		☞ ☰
Greifhilfen	aktiv		☞ ☰
Rampensysteme	aktiv		☞ ☰
Bandagen & Orthesen	aktiv	+	☞ ☰
Brust	aktiv		☞ ☰
Fuß	aktiv		☞ ☰
Rehatechnik	aktiv		☞ ☰
Favoriten	aktiv	+	☞ ☰ ✎ ✖
Pflegepakete	aktiv		☞ ☰ ✎ ✖





## KRANKHEITSBILDER

### Wie werden Indikationen hinzugefügt?

Hierfür klickt man innerhalb des Krankheitsbildes auf das letzte der beiden Symbole wodurch sich ein Fenster öffnet  
Innerhalb dieses Fensters gibt es einen großen Button „Indikation hinzufügen“

Durch Anklicken des Buttons, öffnet sich ein weiteres Fenster mit Suchfunktion

Nach der Suche wird eine Liste aller eingetragenen Indikationen generiert

Weiterhin ist auch eine explizite Suche nach Kurzbezeichnung und Bezeichnung möglich

### Ist ersichtlich welche Indikationen bereits übernommen wurden?

Ja, diese können nicht mehr hinzugefügt werden und sind grau hinterlegt

### Wie viele Indikationen lassen sich einem Krankheitsbild zuordnen?

Beliebig viele Indikationen lassen sich zu einem Krankheitsbild zuordnen

Bezeichnung	Körperteil	Status	
Versorgungsleitfaden Patellalateralisation	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Diabetes	Sonstiges	aktiv	
Versorgungsleitfaden Ellebogen	Arm	aktiv	
Versorgungsleitfaden Fuß	Fuß	aktiv	
Versorgungsleitfaden Gonarthrose	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Hand	Hand	aktiv	
Versorgungsleitfaden Knieinstabilitäten	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Rücken	Rücken	aktiv	
Versorgungsleitfaden Schulter	Schulter	aktiv	

Körperteil

Bezeichnung

Indikationen

Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Patellaspitzensyndrom	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Patellofemorales Schmerzsyndrom	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose leichte Lateralisation der Patella
Bort GmbH <b>Patella-Sehnenband</b> Himi: 05.04.01.1005	medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012	medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012
Produkt hinzufügen	Produkt hinzufügen	Bauerfeind AG <b>GenuTrain P3</b> Himi: 23.04.05.0011
		Produkt hinzufügen
Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Hypermobile Patella	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose vorderer Knieschmerz	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose degenerative Veränderung des Patellaweges
Bauerfeind AG <b>GenuTrain P3</b> Himi: 23.04.05.0011	Ormed GmbH <b>MATRIX PT</b> Himi: 23.04.05.1006	Ormed GmbH <b>MATRIX PT</b> Himi: 23.04.05.1006
medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012	Produkt hinzufügen	Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH <b>Patella-Rezentrierungsothese Patella Pro</b> Himi: 23.04.05.1004
Produkt hinzufügen		





## KRANKHEITSBILDER

Wie viele Indikationen lassen sich einem Krankheitsbild zuordnen?

Beliebig viele Indikationen lassen sich zu einem Krankheitsbild zuordnen

Muss jeder Indikation ein Produkt zugeordnet werden?

Nein, Indikationen können einem Krankheitsbild auch ohne Anhang von Produkten hinzugefügt werden

Wie viele Produkte lassen sich einer Indikation zuordnen?

Die Anzahl hinzuzufügender Produkte an eine Indikation ist unendlich

Bezeichnung	Körperteil	Status	
Versorgungsleitfaden Patellalateralisation	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Diabetes	Sonstiges	aktiv	
Versorgungsleitfaden Ellebogen	Arm	aktiv	
Versorgungsleitfaden Fuß	Fuß	aktiv	
Versorgungsleitfaden Gonarthrose	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Hand	Hand	aktiv	
Versorgungsleitfaden Knieinstabilitäten	Knie	aktiv	
Versorgungsleitfaden Rücken	Rücken	aktiv	
Versorgungsleitfaden Schulter	Schulter	aktiv	

Körperteil

Bezeichnung

Indikationen

Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Patellaspitzensyndrom Bort GmbH <b>Patella-Sehnenband</b> Himi: 05.04.01.1005 Produkt hinzufügen	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Patellofemorales Schmerzsyndrom medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012 Produkt hinzufügen	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose leichte Lateralisierung der Patella medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012 Bauerfeind AG <b>GenuTrain P3</b> Himi: 23.04.05.0011 Produkt hinzufügen
Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose Hypermobile Patella Bauerfeind AG <b>GenuTrain P3</b> Himi: 23.04.05.0011 medi GmbH & Co. KG <b>Genumedi PT</b> Himi: 23.04.05.0012 Produkt hinzufügen	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose vorderer Knieschmerz Ormed GmbH <b>MATRIX PT</b> Himi: 23.04.05.1006 Produkt hinzufügen	Knie, Patellalateralisation, Gonarthrose degenerative Veränderung des Patellaweges Ormed GmbH <b>MATRIX PT</b> Himi: 23.04.05.1006 Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH <b>Patella-Rezentrierorthese Patella Pro</b> Himi: 23.04.05.1004





## KOSTENTRÄGER

### Was bedeuten die kleinen gelben Sterne hinter den Kostenträgern?

Prinzipiell sind die Sterne hinter jedem Kostenträger grau hinterlegt. Klickt man auf einen der Sterne, werden diese gelb. Ist der Stern grau ist der Kostenträger noch nicht als Favorit zugeordnet. Durch das Anklicken des Sternes bei dem entsprechenden Kostenträger generiert sich dieser automatisch als ein Favorit.

### Warum werden Favoriten festgelegt?

Sobald einem Produkt ein Kostenträger zugeordnet wird, erscheint bei der Auswahl „Anwendungsbereich wählen“ eine Auswahlkarte mit der Aufforderung, einen Kostenträger auszuwählen. Die als Favorit markierten Kostenträger sind farbig und größer hervorgehoben. Die anderen sind grau und unterhalb der favorisierten Kostenträger dargestellt.

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Favorit	Status				
AOK		Ja	aktiv	★	👁	🗑	✖
AXA		Ja	aktiv	★	👁	🗑	✖
Barmer		Ja	aktiv	★	👁	🗑	✖
DAK	Deutsche Angestellten Krankenkasse	Ja	aktiv	★	👁	🗑	✖
BKK		Nein	aktiv	★	👁	🗑	✖
Techniker		Nein	aktiv	★	👁	🗑	✖

Bezeichnung  
DAK

Bezeichnung  
Deutsche Angestellten Krankenkasse

Logo



Speichern

Kostenträger

Bezeichnung	Ausschluss	
DAK	<input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja	✖

Bitte wählen Sie einen Kostenträger!

alle

AOK

AXA

Barmer

DAK

BKK

Techniker





## KOSTENTRÄGER

### Ausschluss Ja oder Nein?

Wird die Krankenkasse bei einem Produkt ausgeschlossen, so wird dieses Produkt in der Produktanzeige nach Wahl des ausgeschlossenen Kostenträgers nicht angezeigt.

Alle anderen Kostenträger bleiben davon unberührt.

Für den Ausschluss wird das Feld Ja markiert.

Soll das Produkt hinter dem Kostenträger angezeigt werden, ist das Feld Nein zu markieren.

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Favorit	Status				
AOK		Ja	aktiv	★	👁️	🗑️	✖️
AXA		Ja	aktiv	★	👁️	🗑️	✖️
Barmer		Ja	aktiv	★	👁️	🗑️	✖️
DAK	Deutsche Angestellten Krankenkasse	Ja	aktiv	★	👁️	🗑️	✖️
BKK		Nein	aktiv	★	👁️	🗑️	✖️
Techniker		Nein	aktiv	★	👁️	🗑️	✖️

Bezeichnung  
DAK

Bezeichnung  
Deutsche Angestellten Krankenkasse

Logo



Suchen

Kostenträger

Bezeichnung	Ausschluss	
DAK	<input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja	✖️

Bitte wählen Sie einen Kostenträger!

alle

AOK

AXA

Barmer

DAK

BKK

Techniker

